



## 负载骨髓间充质干细胞/白藜芦醇脂质体的水凝胶支架治疗创伤性脑损伤的研究

迟文雅，袁艳，李伟林，吴尚好，俞媛

### Hydrogel scaffolds loaded with bone marrow mesenchymal stem cells/resveratrol liposomes for traumatic brain injury treatment

CHI Wenya, YUAN Yan, LI Weilin, WU Tongyu, YU Yuan

在线阅读 View online: <http://yxsj.smmu.edu.cn/en/article/doi/10.12206/j.issn.2097-2024.202406034>

### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

##### 紫杉醇棕榈酸酯的合成及其脂质体的制备与处方研究

Synthesis of paclitaxel palmitate and the formulation optimization of its liposomes

药学实践与服务. 2024, 42(9): 379–384, 410 DOI: [10.12206/j.issn.2097-2024.202404062](http://10.12206/j.issn.2097-2024.202404062)

##### 巴戟天丸组方对A $\beta$ 损伤成骨细胞的作用及基于网络药理学的机制研究

The roles of Bajitianwan formula on A $\beta$ -injured osteoblasts and the mechanism based on network pharmacology

药学实践与服务. 2024, 42(7): 285–290, 296 DOI: [10.12206/j.issn.2097-2024.202305011](http://10.12206/j.issn.2097-2024.202305011)

##### UPLC-MS/MS法测定小鼠血浆中紫杉醇脂肪酸酯前药及其药代动力学研究

Determination and pharmacokinetics investigation of prodrugs of paclitaxel fatty acid esters in mouse plasma by UPLC-MS/MS

药学实践与服务. 2024, 42(8): 341–345 DOI: [10.12206/j.issn.2097-2024.202404082](http://10.12206/j.issn.2097-2024.202404082)

##### 七味脂肝方对非酒精性脂肪性肝炎动物模型的药效学评价

Pharmacodynamic effects of Qiwei Zhigan prescription on non-alcoholic steatohepatitis in animal model

药学实践与服务. 2024, 42(9): 389–398 DOI: [10.12206/j.issn.2097-2024.202404096](http://10.12206/j.issn.2097-2024.202404096)

##### 雀梅藤石油醚提取物诱导三阴性乳腺癌细胞凋亡的实验研究

Induction of apoptosis in triple-negative breast cancer cells by petroleum ether extract of *Sageretia thea*

药学实践与服务. 2024, 42(6): 253–259 DOI: [10.12206/j.issn.2097-2024.202311055](http://10.12206/j.issn.2097-2024.202311055)

##### 正极性驻极体联合5-氟尿嘧啶对瘢痕成纤维细胞生长抑制的协同作用

Synergistic effect of positive electret combined with 5-fluorouracil on growth inhibition of scar fibroblasts

药学实践与服务. 2024, 42(6): 244–247 DOI: [10.12206/j.issn.2097-2024.202310027](http://10.12206/j.issn.2097-2024.202310027)



关注微信公众号，获得更多资讯信息

· 论著 ·

## 负载骨髓间充质干细胞/白藜芦醇脂质体的水凝胶支架治疗创伤性脑损伤的研究

迟文雅, 袁 艳, 李伟林, 吴苘好, 俞 媛(海军军医大学药学系药剂学教研室, 上海 200433)

**[摘要]** 目的 制备温敏水凝胶支架负载骨髓间充质干细胞(BMSCs)及白藜芦醇脂质体(RSV-LIP)形成治疗单元, 考察其对创伤性脑损伤的治疗效果。方法 提取大鼠 BMSCs, 制备 RSV-LIP 并进行表征, 构建细胞模型考察 BMSCs 联合 RSV-LIP 的体外药效。将 BMSCs 和 RSV-LIP 装载于水凝胶, 构建 TBI 小鼠模型并评价水凝胶对模型的治疗作用。结果 RSV-LIP 粒径 127.8 nm, 电位 -4.9 mV, 包封率 78.50%, 载药量 2.37%。细胞 Live/Dead 染色结果表明水凝胶具有良好的生物相容性。BMSCs 联合 RSV-LIP 对 TNF- $\alpha$  具有明显抑制作用, 可以显著降低 ROS 水平, 划痕实验中具有显著的促细胞迁徙作用。水凝胶与对照组相比, mNSS 评分显著降低( $P<0.01$ )、悬挂得分显著升高( $P<0.001$ )、踏空率显著降低( $P<0.001$ )。结论 BMSCs 和 RSV-LIP 联合应用具有抗氧化应激、抗炎和促进神经干细胞迁徙的作用, 将其负载于水凝胶支架后局部植入, 可以改善 TBI 小鼠的运动感觉功能。

**[关键词]** 创伤性脑损伤; 水凝胶; 白藜芦醇脂质体; 骨髓间充质干细胞

**[文章编号]** 2097-2024(2025)02-0067-08

**[DOI]** [10.12206/j.issn.2097-2024.202406034](https://doi.org/10.12206/j.issn.2097-2024.202406034)

## Hydrogel scaffolds loaded with bone marrow mesenchymal stem cells/resveratrol liposomes for traumatic brain injury treatment

CHI Wenya, YUAN Yan, LI Weilin, WU Tongyu, YU Yuan(Department of Pharmaceutical Science, School of Pharmacy, Naval Medical University, Shanghai 200433, China)

**[Abstract]** **Objective** To prepare a thermosensitive hydrogel scaffold loaded with bone marrow mesenchymal stem cells(BMSCs) and resveratrol liposomes (RSV-LIP) to form a therapeutic unit and evaluate its treatment efficacy for traumatic brain injury (TBI). **Methods** BMSCs were extracted from rats, and RSV-LIP was prepared and characterized. Cell models were constructed to investigate the pharmacological effects of BMSCs combined with RSV-LIP. BMSCs and RSV-LIP were then loaded into the hydrogel, and a TBI mouse model was established to evaluate the therapeutic effects of the hydrogel. **Results** The RSV-LIP had a particle size of 127.8 nm, a Zeta potential of -4.9 mV, an encapsulation efficiency of 78.50%, and a drug loading content of 2.37%. Live-dead staining indicated good biocompatibility of the hydrogel. The combination of BMSCs and RSV-LIP significantly inhibited TNF- $\alpha$  and reduced ROS levels, promoting cell migration in scratch assays. Compared to the control group, the hydrogel group showed significantly lower mNSS scores ( $P<0.01$ ), higher hanging scores ( $P<0.001$ ), and reduced stepping errors ( $P<0.001$ ). **Conclusion** The combination of BMSCs and RSV-LIP exhibited antioxidative stress, anti-inflammatory, and neurogenic cell migration-promoting effects. When loaded into a hydrogel scaffold and locally implanted, it could improve the motor and sensory functions in TBI mice.

**[Key words]** traumatic brain injury; hydrogels; resveratrol liposomes; bone marrow mesenchymal stem cells

创伤性脑损伤(TBI)是脑部受外力打击后引起的神经系统疾病, 可导致大脑暂时性或永久性的功能或结构损伤<sup>[1]</sup>, 是急诊外科最为常见的损伤, 同时也是现代战争的标志性创伤之一。TBI 可分为原

**[基金项目]** 国家自然科学基金(82273487); 全军医学科技青年培育计划(21QNPY051); 军民融合孵化专项(2022-RH17)

**[作者简介]** 迟文雅, 硕士研究生, Tel: 13708910708, Email: [wenyachi@163.com](mailto:wenyachi@163.com)

**[通信作者]** 俞 媛, 副教授, 研究方向: 仿生纳米系统的靶向策略和中枢神经系统疾病治疗, Email: [pharmyuu@163.com](mailto:pharmyuu@163.com)

发性损伤和继发性损伤, 继发性损伤包括氧化应激、炎症反应、线粒体功能障碍等, 是 TBI 患者神经修复预后不良的主要原因<sup>[2]</sup>, 也与多种神经退行性疾病病理机制密切相关。

基于干细胞的组织再生修复治疗已经在基础研究和临床试验中得到广泛开展<sup>[3]</sup>。间充质干细胞(MSCs)移植是促进中枢神经损伤后修复极具潜力的方向<sup>[4]</sup>。MSCs 是一种多能干细胞, 可以从骨髓、脐带等组织中获取<sup>[5-6]</sup>。研究表明, 炎症环境中, MSCs 可以迁移到脑损伤部位, 通过旁分泌机制分

泌生长因子、抗炎因子等,具有减少神经炎症、增强神经发生以及改善运动和认知功能的作用<sup>[4, 7-8]</sup>。TBI 后,将骨髓间充质干细胞(BMSCs)直接注射到脑损伤部位,或通过静脉或动脉注射,被证明可以显著改善运动和认知障碍<sup>[9-11]</sup>。白藜芦醇(RSV)是非黄酮类多酚有机化合物,具有抗炎、抗氧化等作用<sup>[12]</sup>。RSV 已被证明可抑制神经元自噬和炎症,减轻 TBI 引起的脑水肿,提高学习记忆能力,并促进运动感觉功能恢复<sup>[13]</sup>。

组织工程支架是再生医学中非常有应用潜力的工具,使用无毒、低免疫原性、可注射和降解的生物材料作为支架负载生物活性单元,如干细胞/胞外囊泡进行移植治疗,具有局部定位、修补缺损组织、可在较长时间内发挥治疗活性的优势<sup>[14]</sup>,有效解决干细胞移植滞留和存活率低的难题。温度敏感水凝胶因其对温度变化的敏感性而得到了广泛应用,该特性赋予了水凝胶局部可注射及驻留的特性<sup>[15]</sup>。N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)是热敏感性聚合物之一,低临界相转变温度为 32℃,接近于人体温度,化学性质稳定,已被广泛用作具有智能温度响应性的药物和基因传递系统,是制备温度响应性水凝胶的理想材料<sup>[16]</sup>。透明质酸(HA)是细胞外基质的主要成分之一,存在于全身组织,并且具有低硬度和生物相容性,是一种有潜力用于脑组织的生物医学应用材料<sup>[17]</sup>。丝素蛋白(SF)是从蚕丝中提取的天然高分子纤维蛋白,具有低免疫原性及可生物降解特性<sup>[18]</sup>。

本研究以 SF 和 HA 为聚合物骨架,结合温敏分子 NIPAM 制备了温敏水凝胶 NIPAM-HA-SF,负载 BMSCs 和 RSV-LIP,考察水凝胶对 TBI 的治疗作用。

## 1 材料和方法

### 1.1 实验仪器和材料

Thermo UltiMate 3000 液相色谱仪(美国 Thermo 公司);冷冻干燥机 V55C(美国 Virtis 有限公司)。FBS(美国 Gibco 公司);MSCs 培养基套装(上海唯恩生物有限公司);MEM 培养基(上海源培生物科技股份有限公司);RSV(99%, 上海阿拉丁生化科技股份有限公司);氯化卵磷脂[艾伟拓(上海)医药科技有限公司];胆固醇(99% 生物技术级, 上海麦克林生化科技股份有限公司);NIPAM(上海泰坦科技股份有限公司);透明质酸[生工生物工程(上海)股份有限公司];丝素蛋白[150 KD, 复向丝素医疗科技(苏州)有限公司];活性氧检测试剂

盒、Calcein/PI 细胞活性与细胞毒性检测试剂盒(上海碧云天生物技术有限公司);TNF-α ELISA 试剂盒(武汉菲恩生物科技有限公司);激光粒度分析仪(英国 Malvern 公司);多功能荧光测定仪(美国 Agilent 公司)。

SD 大鼠、C57 小鼠均购于上海斯莱克实验动物有限责任公司;动物实验均经海军军医大学医学伦理委员会批准,并按照海军军医大学动物护理和使用指南进行饲养。

### 1.2 BMSCs 的提取和培养

取 SD 大鼠(雄性, 2~3 周), 麻醉后脱颈处死, 分离股骨和胫骨, PBS 冲洗骨髓腔并收集冲洗液, 过 70 μm 筛网后以 300×g 离心 5 min, 以 PBS 重悬, 300×g 离心 5 min, 以红细胞裂解液重悬, 静置 10 min。450×g 离心后以 PBS 重悬, 300×g 离心 5 min 得到细胞沉淀。加入 MSCs 完全培养基, 接种于细胞培养皿, 置于 37℃, 5% CO<sub>2</sub> 细胞培养箱培养。

### 1.3 NIPAM-HA-SF 的合成

称取 0.153 g NIPAM, 溶解于双蒸水中, 在冰浴条件下氮气除氧 1 h。过硫酸钾(KPS, 0.058 g)和 2-巯基乙胺(AET, 0.122 g)分别溶解于双蒸水中, 在冰浴条件下氮气保护搅拌。4 h 后, 加入 HA 溶液(0.256 g 溶解于双蒸水中), 加入 EDC/NHS(0.200 g/0.100 g), N<sub>2</sub> 保护低温反应 24 h, 得到 NIPAM-HA。

将 NIPAM-HA 和 SF 混合(SF : HA=1 : 1), 加入 EDC/NHS(0.400 g/0.200 g), N<sub>2</sub> 保护低温反应 24 h。透析 3 d, 收集产物, -80℃ 过夜, 使用真空冷冻干燥机冻干 3 d, 得 NIPAM-HA-SF。

### 1.4 RSV-LIP 的制备与表征

#### 1.4.1 RSV-LIP 的制备

以薄膜分散-挤出法制备 RSV-LIP。称取 RSV、卵磷脂、氢化卵磷脂、胆固醇适量, 溶解于 10 ml 混合溶剂中(甲醇 : 氯仿=1 : 1, V/V), 浓度分别为 0.200、0.660、1.540、0.734 mg/ml。45℃, 20 r/min 避光旋蒸 1 h, 加入 5 ml PBS(1×, pH 7.4), 45℃ 水化 1 h。而后将混悬液依次通过挤出器过 400、100 nm 膜各挤出 30 次, 得到 RSV-LIP。

#### 1.4.2 RSV-LIP 粒径和 Zeta 电位测定

取 RSV-LIP 混悬液, 马尔文激光粒度仪测定粒径、Zeta 电位。

#### 1.4.3 RSV-LIP 包封率和载药量测定

色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C<sub>18</sub>(200 mm×4.6 mm, 5 μm); 流动相: 乙腈-PBS(0.01 mol/L, pH 7.4)(65 : 35); 流速: 0.8 ml/min; 检测波长: 306 nm;

柱温: 35℃; 进样量: 10 μl。

取 200 μl RSV-LIP 溶液, 加入 4 倍体积甲醇涡旋 15 min, 4℃, 15 000 r/min 离心 30 min, 取上清液, HPLC 法测定脂质体中药物浓度。同时取 200 μl RSV-LIP, 4℃, 15 000 r/min 离心 30 min, 吸弃上清液, 加入甲醇混匀, 4℃, 15 000 r/min 离心 30 min, 取上清液, HPLC 分析, 按照以下公式测定载药量和包封率:

$$\text{包封率} = \frac{\text{脂质体中包封的药量}}{\text{脂质体中总药量}} \times 100\%;$$

$$\text{载药量} = \frac{\text{脂质体中包封的药量}}{\text{脂质体总质量}} \times 100\%.$$

## 1.5 NIPAM-HA-SF 水凝胶的制备和释药

### 1.5.1 水凝胶的制备

取适量 NIPAM-HA-SF 溶解于双蒸水, 加入适量 RSV-LIP, 搅拌均匀, 置于 37℃ 孵育 10 min 即得载 RSV-LIP 水凝胶。

### 1.5.2 水凝胶中 RSV 的释药

线性: 色谱条件同“1.4.3”。精密量取一定体积的对照品母液于 5 ml 容量瓶中, 分别用甲醇稀释浓度为 1、4、10、20、50、100、200 μg/ml 的对照品溶液。按上述色谱条件进行测定, 以 RSV 质量浓度 (X) 为横坐标, 峰面积 (Y) 为纵坐标, 进行线性回归。

专属性: 精密称定 RSV 对照品 10 mg 加甲醇溶解, 置于 100 ml 棕色容量瓶并定容至刻度线, 摆匀, 即为对照品溶液。取 100 μl 载 RSV-LIP 的水凝胶, 甲醇溶解后置于 5 ml 容量瓶中并定容, 超声 5 min, 10 000 r/min 离心 10 min, 取上清液过 0.22 μm 滤膜即得供试品溶液。取 100 μl 空白脂质体凝胶, 按供试品溶液的制备方法制备, 即得阴性样品溶液。

精密度: 取 4、20、200 μg/ml 的对照品溶液, 按上述色谱条件 1 d 内重复进样 3 次考察日内精密度, 同时连续 3 d 测定以考察日间精密度。

回收率: 取 100 μl 载空白脂质体的水凝胶置于 5 ml 容量瓶中, 分别加入不同体积的 RSV 对照品溶液, 以甲醇定容至刻度线, 使 RSV 浓度分别为 4、20、200 μg/ml, 同浓度制备 3 份。摇匀, 超声 5 min, 10 000 r/min 离心 10 min, 取上清液, 过 0.22 μm 滤膜后进样测定。

体外释药: 取适量载 RSV-LIP 的水凝胶装封于透析袋(3.5×10<sup>6</sup> Da)中, 置于 20 ml 的双蒸水中, 37℃, 100 r/min 条件下持续震荡。分别于 0.5、1、2、4、6、8、10、12、24、48、72 h 吸取 1 ml 袋外溶液, 并补充相同温度体积的空白释放介质。取出溶液加入适量甲醇, 10 000 r/min 离心 15 min, 取上清

液, 过 0.22 μm 滤膜后进样。测定不同时间点释放介质内 RSV 的浓度, 绘制体外释放曲线, 计算 RSV 的累计释放度。

### 1.5.3 BMSCs 在水凝胶中的活性考察

将 BMSCs 与 RSV-LIP 和水凝胶一起共孵育, 使用 Calcein/PI 细胞活性与细胞毒性检测试剂盒检测 BMSCs 生存情况。取生长状态良好的 BMSCs, 将 1×10<sup>5</sup> 个细胞接种到共聚焦皿中, 并加入灭好菌的水凝胶及 RSV-LIP, 置于 37℃, 5% CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养。培养 1、4 d 后, 用 Calcein AM/PI 检测工作液检测。激光共聚焦显微镜观察染色效果, 活细胞呈绿色荧光, 死细胞呈红色荧光。

## 1.6 BMSCs 联合 RSV-LIP 的体外药效学考察

### 1.6.1 BMSCs 联合 RSV-LIP 对神经元细胞 ROS 的抑制作用

以 TBHP 制备神经元细胞氧化应激损伤模型。分组为对照组、TBHP 组、BMSCs 组、RSV 组、RSV-LIP 组和 BMSCs+RSV-LIP 组。取对数生长期的 HT22 细胞接种至 24 孔板, 37℃ 孵育 24 h 后, 每孔加入 1 ml 培基稀释的 TBHP(10 μg/ml), 37℃ 孵育 24 h 后吸弃上清液, 按分组加入各组样品, 其中 RSV 为 10 μg/ml, BMSCs 为 1×10<sup>5</sup> 个/孔, 37℃ 孵育 48 h。使用活性氧检测试剂盒检测各组 ROS 水平, 荧光酶标仪检测荧光强度(Ex/Em=488/525 nm)。

### 1.6.2 BMSCs 联合 RSV-LIP 对小胶质细胞炎症因子 TNF-α 的抑制作用

以 LPS 制备小胶质细胞炎症损伤模型。分组为对照组、LPS 组、BMSCs 组、RSV 组、RSV-LIP 组和 BMSCs+RSV-LIP 组。取对数生长期的 BV2 细胞接种至 24 孔板, 37℃ 孵育 24 h 后, 每孔加入 0.10 μg/ml 的 LPS, 37℃ 孵育 24 h 后吸弃上清液。按分组加入各组样品, 其中 RSV 为 10 μg/ml, BMSCs 为 1×10<sup>5</sup> 个/孔, 37℃ 孵育 24 h。取细胞上清液, 收集于离心管内, 使用 ELISA 试剂盒检测 TNF-α 水平, 酶标仪 450 nm 检测吸光度值。

### 1.6.3 BMSCs 联合 RSV-LIP 对 NE-4C 细胞的诱导迁移作用

构建划痕损伤模型。分组为对照组、BMSCs 组、RSV 组、RSV-LIP 组和 BMSCs+RSV-LIP 组。取对数生长期的 NE-4C 接种至 24 孔板, 细胞密度达 80%~90% 后用 1 ml 枪头在细胞层上进行划痕。划痕结束后, 使用 PBS 洗细胞 1 次, 按分组加入各组样品, 其中 RSV 为 10 μg/ml, BMSCs 为 1×10<sup>5</sup> 个/孔, 置 37℃, 5% CO<sub>2</sub> 培养箱培养。0、12、

24 h 观察各组细胞的迁移情况并拍照。

### 1.7 载 BMSCs+RSV-LIP 水凝胶的体内药效学考察

#### 1.7.1 TBI 小鼠模型的构建及给药

C57 小鼠(雄性, 8 周龄)随机分组: Sham 组(假手术组)、对照组(造模后不给药)、载 BMSCs 水凝胶组、载 RSV-LIP 水凝胶组、载 BMSCs+RSV-LIP 水凝胶组, 每组 6 只。

建立控制皮质冲击(CCI)损伤模型。腹腔注射 1% (w/v) 戊巴比妥钠溶液麻醉小鼠(50 mg/kg), 固定于脑立体定位仪, 沿头顶正中线做约 1 cm 左右的纵向切口, 暴露出头骨。在前囟后约 1 mm, 冠状缝右侧约 2 mm 位置, 钻出一个直径为 4 mm 圆形孔。设置仪器工作参数: 冲击速度为 5 m/s, 冲击深度为 1.0 mm, 冲击持续时间为 100 ms, 对小鼠脑部进行撞击。撞击结束后按分组进行处理, 脑损伤原位注射 20 μl 含药凝胶(BMSCs: 1×10<sup>6</sup> 个/只, RSV: 0.9 mg/kg), 消毒伤口并进行缝合。

#### 1.7.2 载 BMSCs+RSV-LIP 水凝胶对 TBI 小鼠运动感觉功能的作用

改良神经功能损害(mNSS)评分实验。根据 mNSS 评分标准, 对各组 TBI 小鼠的运动、感觉、平衡能力以及反射反应等情况予以评估。mNSS 评分为 0~18 分, 分数越高表明 TBI 小鼠的神经功能损伤越严重。本实验于 TBI 术后 1、2、3、4、5、6、7、9、11、14 d 进行评估。

踏空实验。TBI 术后 1、2、3、4、5、6、7、9、11、14 d 将各组 TBI 小鼠放置在铁丝网格随机的位置上, 观察并记录其行走的总步数, 以及在移动过

程中踩空的次数。计算踩空次数和总步数的比值, 比值越大说明 TBI 小鼠的神经损伤越严重。

悬挂实验。水平悬空固定一根钢针, TBI 术后 1、2、3、4、5、6、7、9、11、14 d 依次将各组 TBI 小鼠挂在钢针的中间, 观察并记录其在钢针上悬挂的时间及状态。评分标准为: ①脱落(0 分); ②仅悬挂在钢针上(达 30 s), 但无法移动(1 分); ③前爪挂在钢针上, 同时后爪试图挂钢针上(2 分); ④2 只前爪和 1 只或 2 只后爪挂在钢针上(3 分); ⑤4 只爪子都挂于钢针, 且尾巴卷在钢针上(4 分); ⑥爬到了一侧固定的架子上(5 分)。分值越低说明 TBI 小鼠的神经损伤越严重。

#### 1.8 统计学处理

采用 GraphPad Prism 9(GraphPad Software, San Diego, CA) 计算。两组间数据的比较采用 Unpaired Student's T-test, 多组间的数据比较采用 One-way ANOVA。以  $P < 0.05$  表示差异有统计学意义,  $P < 0.01$  表示差异显著,  $P < 0.001$  表示差异非常显著。

## 2 结果

### 2.1 BMSCs 的培养及在水凝胶中的活性考察

如图 1 所示, BMSCs 与 RSV-LIP 和水凝胶共培养 1、4 d, 激光共聚焦显微镜观察显示绿色荧光细胞较多, BMSCs 生长状况良好, 随着时间的延长, 死细胞的比例增加, 活细胞也有所增加, 说明装载 RSV-LIP 的水凝胶支架对细胞活性无影响, 具有较好的生物相容性。




图 1 BMSCs 的光学显微照片和 BMSCs 在水凝胶中的 3D 生长图

A. BMSCs 的光学显微照片( $\times 100 \mu\text{m}$ ); B. 共培养 1 d; C. 共培养 4 d

### 2.2 RSV-LIP 的制备与表征

#### 2.2.1 RSV-LIP 的粒径和 Zeta 电位

RSV-LIP 的粒径、Zeta 电位分别为 (127.80±0.41) nm, (-4.90±0.51) mV。

#### 2.2.2 RSV-LIP 的包封率和载药量

RSV-LIP 中 RSV 的包封率为 (78.50%±1.48%), 载药量为 (2.37%±0.06%)。

### 2.3 载 RSV-LIP 水凝胶色谱分析方法的建立

#### 2.3.1 专属性、线性和范围

如图 2 所示, 方法专属性良好, RSV 保留时间为 5.90 min, 空白载体对 RSV 测定无干扰。1~200 μg/ml 浓度范围内, RSV 浓度( $C$ , μg/ml)与峰面积( $A$ )呈良好线性关系, 线性回归方程为  $A=1.9538 C + 3.0123$ ,  $R^2=0.9998$ 。




图 2 RSV-LIP 水凝胶中 RSV 含量测定的 HPLC 方法  
 A. 空白脂质体载体; B. RSV 对照品; C. 载 RSV-LIP 水凝胶

### 2.3.2 精密度和回收率

由表 1 可知, 低、中、高浓度 RSV 在日内和日间均具有良好的精密度, 日内精密度和日间精密度 RSD 均小于 5%, 表明所建立方法的精密度满足要求, 可用于样品中 RSV 的含量测定。

表 1 RSV 的 HPLC 色谱分析法精密度 ( $\bar{x} \pm s, n=3$ )

浓度 ( $\mu\text{g}/\text{ml}$ )	日内		日间	
	$\bar{x} \pm s$	RSD(%)	$\bar{x} \pm s$	RSD(%)
100	104.40±0.22	0.21	103.40±0.25	0.24
20	24.03±0.13	0.54	2.48±0.23	1.02
4	3.80±0.02	0.53	3.78±0.03	0.79

由表 2 可知, 低、中、高浓度 RSV 的回收率均在 95%~115% 范围内, 且 RSD 值均小于等于 5%, 表明该方法稳定可靠, 可用于样品中 RSV 含量的测定。

表 2 RSV 的 HPLC 色谱分析法回收率 ( $\bar{x} \pm s, n=3$ )

加样浓度( $\mu\text{g}/\text{ml}$ )	回收浓度( $\mu\text{g}/\text{ml}$ )	回收率(%)	RSD(%)
100	107.70±0.03	107.10	0.03
20	20.99±0.02	104.60	0.10
4	4.02±0.02	100.20	0.50

### 2.3.3 水凝胶中 RSV 的释药

载 RSV-LIP 的水凝胶前 2 h 累计释放 RSV 约 15%, 在 24、48 和 72 h 的累计释药量分别是(39.57%±

0.36%)、(42.23%±0.13%) 和 (43.31%±0.34%), 具有明显的缓释作用。

## 2.4 BMSCs 联合 RSV-LIP 的体外药效学考察

### 2.4.1 BMSCs 联合 RSV-LIP 对 HT22 细胞 ROS 的抑制作用

如图 3 所示, BMSCs 组、RSV 组、RSV-LIP 组和 BMSCs+RSV-LIP 组 ROS 水平均低于 TBHP 组, 其中, BMSCs+RSV-LIP 组差异显著 ( $P<0.001$ ), 说明 BMSCs 和 RSV 均具有抗氧化应激损伤的作用, 合用具有协同增效的作用。




图 3 BMSCs 联合 RSV-LIP 对 ROS 的抑制 ( $n=3$ )

\* $P<0.05$ , \*\* $P<0.01$ , \*\*\* $P<0.001$ , 与 TBHP 组比较。

### 2.4.2 BMSCs 联合 RSV-LIP 对 BV2 细胞炎症因子 TNF- $\alpha$ 的抑制作用


如图 4 所示 BMSCs 组、RSV 组、RSV-LIP 组、BMSCs+RSV-LIP 组的 TNF- $\alpha$  水平均低于 LPS 组 ( $P<0.001$ ), 说明 BMSCs 和 RSV 均具有抗炎作用。其中, BMSCs+RSV-LIP 组、RSV-LIP 组的抗炎作用显著高于 RSV 组 ( $P<0.01$ )、BMSCs 组 ( $P<0.001$ ), 说明 RSV 以脂质体形式给药具有显著抗炎作用。

### 2.4.3 BMSCs 联合 RSV-LIP 对 NE-4C 细胞的诱导迁移作用

如图 5 所示, 比较 0、12 和 24 h 划痕宽度, BMSCs 组和 BMSCs+RSV-LIP 组 NE-4C 细胞迁移速度明显较快, 表明 BMSCs 可以促进神经干细胞迁移, 有助于损伤神经系统的再生修复。

## 2.5 载 BMSCs+RSV-LIP 水凝胶的体内药效学考察


如图 6A 所示, BMSCs+RSV-LIP 水凝胶组悬挂得分显著高于对照组 ( $P<0.001$ ), RSV-LIP 水凝胶组得分显著高于对照组 ( $P<0.001$ )。如图 6B 所示, BMSCs 水凝胶组、RSV-LIP 水凝胶组、BMSCs+

图 4 BMSCs 联合 RSV-LIP 对 TNF- $\alpha$  的抑制 ( $n=3$ ) $^{***}P<0.001$ , 与 LPS 组比较。

RSV-LIP 水凝胶组踏空概率均显著低于对照组 ( $P<0.001$ )。如图 6C 所示, BMSCs+RSV-LIP 水凝胶组 mNSS 评分低于对照组 ( $P<0.01$ ), 综合说明载 BMSCs+RSV-LIP 水凝胶可以改善 TBI 小鼠肢体协调能力和平衡功能, 促进 TBI 小鼠感觉运动功能的恢复。

### 3 讨论

MSCs 用于再生医学的多种机制及作用得到广泛研究, MSCs 在中枢神经的修复中, 不仅可以促进内源性神经干细胞的增殖、迁徙和分化<sup>[19]</sup>, 同时具有抗炎作用<sup>[20]</sup> 以及促进受损 BBB 恢复<sup>[21]</sup> 等功能。但是干细胞移植治疗还存在一些问题, 受损和病变组织内的恶劣环境不利于干细胞的有效保

图 5 BMSCs 联合 RSV-LIP 促进 NE-4C 细胞迁移 ( $\times 200 \mu\text{m}$ )

留、存活和增殖<sup>[22]</sup>。创造有利于干细胞局部驻留发挥活性的微环境, 成为提高干细胞移植疗效的重要举措。白藜芦醇可以抑制神经炎症和细胞凋亡, 减少梗死体积和神经元损伤, 改善神经功能<sup>[23-24]</sup>。白藜芦醇通过对 NF- $\kappa$ B 活化途径的抑制, 抑制巨噬细胞分泌细胞因子, 减轻炎症反应, 还可以抑制脂质过氧化。研究发现, 白藜芦醇可以剂量依赖性抑制 IL-1 $\alpha$ 、IL-6 和 TNF- $\alpha$  的产生, 并在体外下调 IL-17 的 mRNA 表达和蛋白质分泌<sup>[25]</sup>。Guo 等<sup>[26]</sup>亦证实白藜芦醇可以明显抑制巨噬细胞内 TNF- $\alpha$ 、IL-1 $\beta$  和 IL-6 的表达, 下调了 toll 样受体 4(TLR4)/NF- $\kappa$ B/缺氧诱导因子-1 $\alpha$ (HIF-1 $\alpha$ )的蛋白表达, 具有显著的抗炎、抗氧化机制<sup>[27]</sup>。但是白藜芦醇在碱性条件下稳定性降低, 对光敏感易降解, 水溶性差<sup>[28]</sup>, 研究人员对多种递送系统如脂质体、微乳、纳米囊泡等进行了研究, 用以控制白藜芦醇的稳定

性和释放<sup>[29]</sup>。本研究中将白藜芦醇制备为脂质体, 形成水分散系统从而有利于在水凝胶中分散, 同时药物从脂质体中缓慢释放, 从而持续发挥治疗作用。干细胞在水凝胶中的生物活性对其发挥作用很重要, 本研究发现在载有白藜芦醇脂质体的水凝胶中, 细胞的生存状态良好, 说明 BMSCs 可以在水凝胶中维持较好的活性。

水凝胶具有三维交联的聚合物网络, 能够提高细胞移植滞留和存活率, 控制药物释放速度, 常被用作治疗载体实现局部或全身药物输送。本文构建了的温敏水凝胶支架, 包载 BMSCs 和 RSV-LIP 发挥协同作用。研究表明, 内源性的神经干细胞的再生和分化在 TBI 损伤的情况下受到抑制, BMSCs 具有促进神经干细胞增值的作用, 同时白藜芦醇具有显著的抗炎和抗 ROS 活性, 二者联合将改善 TBI 损伤后微环境, 促进内源性神经干细胞的迁徙。同




图 6 BMSCs 联合 RSV-LIP 水凝胶改善 TBI 小鼠运动感觉功能 (n=6)

A. 悬挂实验; B. 踏空实验; C. mNSS 得分

\*\*P<0.01, \*\*\*P<0.001, 与对照组比较。

时水凝胶可以模拟细胞外微环境, 为 BMSCs 驻留和活性保持提供适宜环境。水凝胶的基质材料为透明质酸和丝素蛋白, 均为天然的高分子材料, 透明质酸是构成细胞 ECM 的重要组成部分, 丝素蛋白具有天然的降解特性, 被 FDA 批准用于医药辅料, 因此制备的水凝胶具有良好的生物相容性, 可赋予细胞生长驻留的空间, 提供支架环境以利于细胞增殖和活性保持, 载体同时具有生物降解特性, 安全性好适宜用于中枢给药。

## 【参考文献】

- [1] CRUPI R, CORDARO M, CUZZOCREA S, et al. Management of traumatic brain injury: from present to future[J]. *Antioxidants (Basel)*, 2020, 9(4): 297.
- [2] ORTEGA-PÉREZ S, AMAYA-REY M C. Secondary brain injury: a concept analysis[J]. *J Neurosci Nurs*, 2018, 50(4): 220-224.
- [3] SONG C G, ZHANG Y Z, WU H N, et al. Stem cells: a promising candidate to treat neurological disorders[J]. *Neural Regen Res*, 2018, 13(7): 1294-1304.
- [4] DAS M, MAYILSAMY K, MOHAPATRA S S, et al. Mesenchymal stem cell therapy for the treatment of traumatic brain injury: progress and prospects[J]. *Rev Neurosci*, 2019, 30(8): 839-855.
- [5] DA SILVA MEIRELLES L, CHAGASTELLES P C, NARDI N B. Mesenchymal stem cells reside in virtually all post-natal organs and tissues[J]. *J Cell Sci*, 2006, 119(Pt 11): 2204-2213.
- [6] LYKES K L, NORDIN N, VIDYADARAN S, et al. Mesenchymal stem cells: from stem cells to sarcomas[J]. *Cell Biol Int*, 2016, 40(6): 610-618.
- [7] DEHGHANIAN F, SOLTANI Z, KHAKSARI M. Can mesenchymal stem cells act multipotential in traumatic brain injury[J]? *J Mol Neurosci*, 2020, 70(5): 677-688.
- [8] HASAN A, DEEB G, RAHAL R, et al. Mesenchymal stem cells in the treatment of traumatic brain injury[J]. *Front Neurol*, 2017, 8: 28.
- [9] ADUGNA D G, ARAGIE H, KIBRET A A, et al. Therapeutic application of stem cells in the repair of traumatic brain injury[J]. *Stem Cells Cloning*, 2022, 15: 53-61.
- [10] LU D, MAHMOOD A, WANG L, et al. Adult bone marrow stromal cells administered intravenously to rats after traumatic brain injury migrate into brain and improve neurological outcome[J]. *Neuroreport*, 2001, 12(3): 559-563.
- [11] MAHMOOD A, LU D, YI L, et al. Intracranial bone marrow transplantation after traumatic brain injury improving functional outcome in adult rats[J]. *J Neurosurg*, 2001, 94(4): 589-595.
- [12] MENG T T, XIAO D F, MUHAMMED A, et al. Anti-inflammatory action and mechanisms of resveratrol[J]. *Molecules*, 2021, 26(1): 229.
- [13] FENG Y, JU Y R, YAN Z J, et al. Resveratrol attenuates autophagy and inflammation after traumatic brain injury by activation of PI3K/Akt/mTOR pathway in rats[J]. *Fn*, 2022, 60(2): 153-164.
- [14] WANG C M, GONG Y H, ZHONG Y, et al. The control of anchorage-dependent cell behavior within a hydrogel/microcarrier system in an osteogenic model[J]. *Biomaterials*, 2009, 30(12): 2259-2269.
- [15] HUANG H Q, QI X L, CHEN Y H, et al. Thermo-sensitive hydrogels for delivering biotherapeutic molecules: a review[J]. *Saudi Pharm J*, 2019, 27(7): 990-999.
- [16] HU Y L, SHIN Y, PARK S, et al. Multifunctional oxidized Sucinoglycan/Poly (N-isopropylacrylamide-co-acrylamide) hydrogels for drug delivery[J]. *Polymers*, 2022, 15(1): 122.
- [17] TORRES-ORTEGA P V, DEL CAMPO-MONTOYA R, PLANO D, et al. Encapsulation of MSCs and GDNF in an injectable nanoreinforced supramolecular hydrogel for brain tissue engineering[J]. *Biomacromolecules*, 2022, 23(11): 4629-4644.
- [18] JEONG Y W, KIM H S, THANGAVELU M, et al. Progress in silk fibroin based composite scaffold/hydrogel: silk fibroin/PEG

- hydrogel for the RPE regeneration a promising biomaterial for clinical application[J]. *Front Mater*, 2020, 7: 305.
- [19] MUÑOZ J R, STOUTENGER B R, ROBINSON A P, et al. Human stem/progenitor cells from bone marrow promote neurogenesis of endogenous neural stem cells in the hippocampus of mice[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2005, 102(50): 18171-18176.
- [20] ZHANG R, LIU Y, YAN K, et al. Anti-inflammatory and immunomodulatory mechanisms of mesenchymal stem cell transplantation in experimental traumatic brain injury[J]. *J Neuroinflammation*, 2013, 10: 106.
- [21] MENGE T, ZHAO Y H, ZHAO J, et al. Mesenchymal stem cells regulate blood-brain barrier integrity through TIMP3 release after traumatic brain injury[J]. *Sci Transl Med*, 2012, 4(161): 161ra150.
- [22] BURDICK J A, MAUCK R L, GERECHT S. To serve and protect: hydrogels to improve stem cell-based therapies[J]. *Cell Stem Cell*, 2016, 18(1): 13-15.
- [23] YU P P, WANG L, TANG F R, et al. Resveratrol pretreatment decreases ischemic injury and improves neurological function via sonic hedgehog signaling after stroke in rats[J]. *Mol Neurobiol*, 2017, 54(1): 212-226.
- [24] HOU Y Y, WANG K, WAN W J, et al. Resveratrol provides neuroprotection by regulating the JAK2/STAT3/PI3K/AKT/mTOR pathway after stroke in rats[J]. *Genes Dis*, 2018, 5(3): 245-255.
- [25] FUGGETTA M P, BORDIGNON V, COTTARELLI A, et al. Downregulation of proinflammatory cytokines in HTLV-1-infected T cells by Resveratrol[J]. *J Exp Clin Cancer Res*, 2016, 35(1): 118.
- [26] GUO L, ZHANG X, LV N, et al. Therapeutic role and potential mechanism of resveratrol in atherosclerosis: TLR4/NF-κB/HIF-1 $\alpha$ [J]. *Mediators of Inflammation*, 2023, 2023(1): 1097706.
- [27] GU T Y, WANG N M, WU T, et al. Antioxidative stress mechanisms behind resveratrol: a multidimensional analysis[J]. *J Food Qual*, 2021, 2021: 5571733.
- [28] BROTONS-CANTO A, GONZALEZ-NAVARRO C J, GURREA J, et al. Zein nanoparticles improve the oral bioavailability of resveratrol in humans[J]. *J Drug Deliv Sci Technol*, 2020, 57: 101704.
- [29] MACHADO N D, GUTIÉRREZ G, MATOS M, et al. Preservation of the antioxidant capacity of resveratrol via encapsulation in niosomes[J]. *Foods*, 2021, 10(5): 988.

[收稿日期] 2024-06-19 [修回日期] 2024-09-25

[本文编辑] 李睿曼

## (上接第 50 页)

- [23] 罗文, 张科, 刘海军. 血清膜联蛋白 A3 联合缺氧诱导因子-1 $\alpha$  在结直肠癌铂类耐药预测中的应用研究 [J]. *实用临床医药杂志*, 2023, 27(5): 67-71.
- [24] SUN Y L, WU C S, MA J X, et al. Toll-like receptor 4 promotes angiogenesis in pancreatic cancer via PI3K/AKT signaling[J]. *Exp Cell Res*, 2016, 347(2): 274-282.
- [25] LI D Q, LIN M, ABDELRAHMAN Z. High expression of the ANXA3 gene promotes immune infiltration and improves tumor prognosis in ovarian serous carcinoma using bioinformatics analyses[J]. *Ann Transl Med*, 2022, 10(19): 1055.
- [26] PAN Q Z, PAN K, WANG Q J, et al. Annexin A3 as a potential target for immunotherapy of liver cancer stem-like cells[J]. *Stem Cells*, 2015, 33(2): 354-366.
- [27] ZHU Q, PAN Q Z, ZHONG A L, et al. Annexin A3 upregulates the infiltrated neutrophil-lymphocyte ratio to remodel the immune microenvironment in hepatocellular carcinoma[J]. *Int Immunopharmacol*, 2020, 89(Pt A): 107139.
- [28] ZHANG Z L, DENG M L, HUANG J J, et al. Microglial annexin A3 downregulation alleviates bone cancer-induced pain through inhibiting the Hif-1 $\alpha$ /vascular endothelial growth factor signaling pathway[J]. *Pain*, 2020, 161(12): 2750-2762.
- [29] MENG H, ZHANG Y, AN S T, et al. Annexin A3 gene silencing promotes myocardial cell repair through activation of the PI3K/Akt signaling pathway in rats with acute myocardial infarction[J]. *J Cell Physiol*, 2019, 234(7): 10535-10546.
- [30] HUANG G D, ZHONG X F, DENG Z Y, et al. Proteomic analysis of ginsenoside Re attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells[J]. *Food Funct*, 2016, 7(5): 2451-2461.
- [31] HUANG K T, CRIST A M, PATEL N R, et al. Annexin A3 is necessary for parallel artery-vein alignment in the mouse retina[J]. *Dev Dyn*, 2020, 249(5): 666-678.
- [32] 梁冰, 方洁. 鞘向沉默 ANXA3 对大鼠吗啡镇痛耐受及炎症反应的影响 [J]. *解放军医学杂志*, 2020, 45(1): 68-72.
- [33] TOUFIQ M, ROELANDS J, ALFAKI M, et al. Annexin A3 in sepsis: novel perspectives from an exploration of public transcriptome data[J]. *Immunology*, 2020, 161(4): 291-302.
- [34] LI M L, LIU D, JING F C, et al. The role of Annexin A3 in coronary arterial lesions in children with Kawasaki disease[J]. *Front Pediatr*, 2023, 11: 1111788.
- [35] RÖSCH K, KWIATKOWSKI M, HOFMANN S, et al. Quantitative lipid droplet proteome analysis identifies annexin A3 as a cofactor for HCV particle production[J]. *Cell Rep*, 2016, 16(12): 3219-3231.
- [36] LIN S, LI M Z, ZHOU Y K, et al. Annexin A3 accelerates osteoclast differentiation by promoting the level of RANK and TRAF6[J]. *Bone*, 2023, 172: 116758.
- [37] JACINTHO B C, MAZETTO FONSECA B M, HOUNKPE B W, et al. Evaluation of a gene signature related to thrombotic manifestations in antiphospholipid syndrome[J]. *Front Med*, 2023, 10: 1139906.
- [38] MIN X L, HE M, SHI Y, et al. MiR-18b attenuates cerebral ischemia/reperfusion injury through regulation of ANXA3 and PI3K/Akt signaling pathway[J]. *Brain Res Bull*, 2020, 161: 55-64.

[收稿日期] 2023-09-13 [修回日期] 2024-02-22

[本文编辑] 费永和